

5253861211COLOR IA

İşıklı Kirlenen Karakterizasyon Malzemesi

ESTELITE COLOR

Kullanmadan önce tüm bilgileri, önlemleri ve notları okuyunuz.

• **ÜRÜN TANIMI VE GENEL BİLGİLER**

- 1) ESTELITE COLOR, direkt ve indirekt reçine restorasyonlarının bireyselleştirilmiş gölge karakterizasyonları için düşük viskoziteli, ışıklı sertleşen bir renktir. ESTELITE COLOR kompozitrestorasyonun katmanlarının altına veya içerisine uygulanır.
- 2) ESTELITE COLOR, ağırlıkça % 58 silis-zirkonya dolgu maddesi ve silika-titanya dolgu maddesi içerir. Monomer matrisi Bisfenol A polietoksimetakrilat (Bis-MPEPP), Trietilen glikol dimetakrilat (TEGDMA) ve 1,6-bis (metakril-etiloksikarbonilamino) trimetilheksan (UDMA) içerir.

• **GÖLGE**

ESTELITE COLOR 9 Tint ve 4 Opaquer içerir.

Tonları: Mavi, Gri, Lavanta, Ochre, Koyu Kahverengi, Beyaz, Sarı, Kırmızı, Berrak

Opaker: Pembe Opak, Düşük Kroma Opak, Orta Krom Opak, Yüksek Krom Opak

Düşük Kroma Opak (LCO): A1, B1, C1 ve ağartılmış dişlerin gölge aralığı için

Orta Kroma Opak (MCO): A2, B2, D2 ve C2 gölge aralığı için

Yüksek Kroma Opak (HCO): gölge aralığı A3, B3, D3, C3 ve daha koyu için

• **ENDİKASYONLAR**

- Doğrudan ve dolaylı reçine restorasyonlarının kişiselleştirilmiş gölge karakterizasyonları.
- Renk değişikliğinin maskelenmesi.

• **KONTRENDİKASYONLARI**

ESTELITE COLOR metakrilmonomerler içerir. Metakrilik ve ilgili monomerlere alerjik veya aşırı duyarlı hastalar için ESTELITE COLOR KULLANMAYIN.

• **ÖNLEMLER**

- 1) ESTELITE COLOR'ı, bu talimatlarda listelenenlerden başka herhangi bir amaçla KULLANMAYIN. ESTELITE COLOR'u yalnızca burada belirtilen şekilde kullanın.
- 2) ESTELITE COLOR yalnızca lisanslı diş hekimleri tarafından satılmak ve kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dental olmayan profesyonellerin yaptığı satış veya kullanım için tasarlanmamıştır.
- 3) Emniyet contaları kırılmışsa veya müdahale edilmiş gibi görünüyorsa ESTELITE COLOR KULLANMAYIN.
- 4) ESTELITE COLOR alerjik reaksiyona veya aşırı hassasiyete neden olursa, derhal kullanmayı bırakın.
- 5) Metakrilikmonomerlerden alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için ESTELITE COLOR'u kullanırken her zaman muayene eldiveni (plastik, vinil veya lateks) kullanın. Not: Belirli maddeler / malzemeler muayene eldivenleri içinden geçebilir. ESTELITE COLOR muayene eldivenleri ile temas ederse, eldivenleri çıkarın ve elden çıkarın ve ellerinizi en kısa sürede su ile iyice yıkayın.
- 6) ESTELITE COLOR'un gözler, mukozalmembran, cilt ve giysilerle temasından kaçının.
 - ESTELITE COLOR göze temas ederse, gözleri su ile iyice yıkayın ve derhal bir göz doktoruna başvurun.
 - ESTELITE COLOR mukozal zar ile temas ederse, etkilenen bölgeyi hemen silin ve restorasyon tamamlandıktan sonra iyice su ile yıkayın.
 - ESTELITE COLOR deri veya giysilerle temasa girerse, bölgeyi alkol batırılmış pamuklu çubuk veya gazlı bezle hemen doldurun.
 - Hastaya, tedaviden hemen sonra ağızını yıkamasını söyleyin.
- 7) ESTELITE COLOR, yutulmamalı veya aspire edilmemelidir. Yutma veya aspirasyon ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- 8) ESTELITE COLOR'un istem dışı yemini önlemek için, hasta ve çocukların erişebileceği bir konumda kontrolsüz bırakmayın.
- 9) Kullandıktan sonra yerleştirme aletlerini alkolle temizleyin.
- 10) Işıkla sertleşen bir ünite kullanırken koruyucu göz kalkanları, gözlükler veya gözlük takılmalıdır.

- **DEPOLAMA**

- 1) ESTELITE COLOR'u 0 - 25 ° C (32 - 77 ° F) arasındaki bir sıcaklıkta saklayın.
- 2) Işık ve sıcaklığa doğrudan maruz kalmaktan kaçının.
- 3) Şırınga / pakette belirtilen sona erme tarihinden sonra ESTELITE COLOR'U KULLANMAYIN.

- **BERTARAFETME**

Fazla ESTELITE COLOR'u emniyetli bir şekilde atmak için, kullanılmayan kısmı şiringadan çıkarın ve bertaraf etmeden önce ışıkla sertleştirin.

- **ŞIRINGA UCUNA TAKMA**

- 1) Püskürtme ucunu tutun ve sökmek için kapağı saat yönünün tersine çevirin. [1]
- 2) Püskürtmeyi tutun ve Şırınga İpucu üzerine yerleştirin. Şırınga İpucu saat yönünde sıkıca kilitleninceye kadar çevirin. [2]
 - Aksesuarlar ve Şırınga Ucu, ESTELITE COLOR ve PALFIQUE ESTELITE LV için tasarlanmıştır. ESTELITE COLOR ile diğer markalardan Şırınga İpuçları kullanmaktan kaçının.
 - Şırınga Uçları ayrıca satılır.
 - Şırınga Ucu takarken eldiven kullanın.



- **KLİNİK PROSEDÜR**

Direkt reçine restorasyonlarının kişiselleştirilmiş gölge karakterizasyonları

1. Boşluk hazırlama ve bağlama sistemi
Oyuğu hazırlayın ve su ile durulayın. Üreticinin talimatlarına göre ışıkla sertleşen yapıştırma sistemi uygulayın.
2. Dentin gölge reçine kompozit
Çok tabakalı yaklaşıma dayanarak, bir dentin gölge reçine kompoziti, bağlanan yüzey üzerine uygulanır. Gerekirse, mamelonlar veya çatlaklar bu aşamada ince uçlu bir alet ile şekillendirilir. Daha sonra dentin, üreticinin talimatlarına göre ışıkla iyileştirilir.
3. ESTELITE COLOR'un Dağıtılması
Tek Kullanımlık Bulaşık ürününde az miktarda ESTELITE COLOUR ögesini sıkıştırın. Gerekirse ESTELITE COLOR'u diğer ESTELITE COLOR tonlarıyla karıştırın. Malzemeyi sıkıp çıkardıktan sonra ağızlığı gazlı bezle silin ve kapağı derhal yerine takın.
 - Gölge seçimi için ipuçları
 - Enkaz kenarı: Mavi (genç görünümlü), Gri (olgun görünümlü), Lavanta (yaşlı bakmak)
 - Artan doygunluk: Çorak (fossa alanları), Koyu Kahverengi (çukurlar ve çatlaklar; lekeli delik çizgileri)
 - Beyaz lekeler: Beyaz
 - Renk ayarı: Sarı, Ofer, Kırmızı (çeşitli oranlarda karıştırılmıştır)
 - Kroma ayarı: Berrak (başka bir gölge ile karıştırılmış)
 - Nötralize gri renklilik: Pembe Opak (LCO, MCO veya HCO ile karıştırılmış)
Tonlar doğru ton, değer ve renk ayarını elde etmek için farklı oranlarda karıştırılabilir. Opalar, gerektiğinde doğru değeri ve kromu elde etmek için farklı oranlarda karıştırılabilir.
 - Uygulama öncesi Işık Kalkanı Kapağı kullanmadan önce dağıtılan malzemeyi ortam ışığından koruyun.

- Eksiksiz tedaviden kaçınmak için ESTELITE COLOR ürününü diğer markalarla karıştırmayın.
- 4. ESTELITE COLOR'un uygulanması
İnce uçlu bir alet veya ince uçlu bir fırça kullanarak ESTELITE COLOR uygulamaya dikkatli olun. Maksimum kalınlık 0,5 mm'dir (Koyu Kahverengi: 0,05 mm).
- 5. Kırleme
400 ila 500 nm dalga boyu aralığı (pik: 470 nm, yoğunluk ≥ 500 mW / cm²) olan hafif bir kırleme ünitesi kullanın. En az 30 saniye boyunca ışıkla sertleştirin, ışıktan ucu yüzeyden 2 mm'yi aşmamasını sağlayın.
- 6. Diş minesini gölge reçine kompozit
Renkli yüzey üzerine bir diş minesini gölge reçine kompozit uygulanır. Daha sonra mine hafifçe kırılır; bitirin ve cilalayın. ESTELITE COLOR, kompozitrestorasyonun katmanlarının altına veya üstüne yerleştirilmelidir.
Renk değişikliğinin maskelenmesi
 1. Boşluk hazırlama ve bağlama sistemi
Oyucu hazırlayın ve su ile durulayın. Üreticinin talimatlarına göre ışıkla sertleşen yapıştırma sistemi uygulayın.
 2. ESTELITE COLOR'un Dağıtılması
Tek Kullanımlık Kap ürününde az miktarda ESTELITE COLOUR ögesini sıkıştırın. Gerekirse ESTELITE COLOR'u diğer ESTELITE COLOR tonlarıyla karıştırın. Malzemeyi sıkıp çıkardıktan sonra ağızlığı gazlı bezle silin ve kapağı derhal yerine takın.
 - Gölge seçimi için ipuçları
 - Koyu bölgelerin maskelenmesi: LCO, MCO, HCO
 - Uygulama öncesi Işık Kalkanı Kapağı kullanmadan önce dağıtılan malzemeyi ortam ışığından koruyun.
 - Eksiksiz tedaviden kaçınmak için ESTELITE COLOR ürününü diğer markalarla karıştırmayın.
 - Kendiliğinden yapışan yapıştırma sistemlerini KULLANMAYIN. Işıkla sertleşen yapıştırma sistemlerinin ESTELITE COLOR ile birlikte kullanılması gerektiğini öneriyoruz çünkü kendiliğinden kurutulmuş veya iki kürlü yapıştırma sistemleri gibi diğer yapıştırma sistemleri, ışıkla sertleşen kompozit reçineler ile kullanıldığında etkili bir yapışma sağlayamayabilir. Kendiliğinden kurutulmuş veya çift kürlü yapıştırma sistemleri kullanmak istiyorsanız lütfen bu tür yapıştırma sistemlerinin, kullanılan ışıkla sertleşen kompozit reçinelerle uyumlu olduğunu doğrulayın.
 3. ESTELITE COLOR'un uygulanması
İnce uçlu bir fırça veya başka uygun aletler kullanarak, renk değerini yükseltmek için renksiz bölgelere eşit oranda ESTELITE COLOR Opakeri uygulayın. Her artış için maksimum kalınlık 0,5 mm'dir.
 - Bağlayıcı ajan uygulamadan ESTELITE COLOR doğrudan diş üzerine uygulanmaz.
 - Opaquer kalınlığı için ipuçları
Opakörün ortalama kalınlığı 0,35 mm'dir ve renksiz bölgelerin yeterince maskelenmesi gerekir.
 4. Kırleme
400 ila 500 nm dalga boyu aralığı (pik: 470 nm, yoğunluk ≥ 500 mW / cm²) olan hafif bir kırleme ünitesi kullanın. En az 30 saniye boyunca ışıkla sertleştirin, ışıktan ucu yüzeyden 2 mm'yi aşmamasını sağlayın.
 5. Reçine kompozit
Malzeme üzerine bir reçine kompozit uygulanır. Sonra kompozit hafif bir şekilde iyileştirilir; bitirin ve cilalayın. ESTELITE COLOR, kompozitrestorasyonun katmanlarının altına ya da arasına yerleştirilmelidir.

Dolaylı rezinrestorasyonların kişiselleştirilmiş gölge karakterizasyonları

Üreticinin talimatlarına göre dolaylı kompozit reçine sistemi kullanın. Üretim sırasında, ESTELITE COLOR doğrudan restorasyonlar için tarif edilen prosedüre göre reçine esaslı restoratif materyal tabakaları arasına yerleştirilir (doğrudan boyama tekniği).

ÖNEMLİ NOT: Üretici, bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Ürünün kullanmadan önce uygulamaya uygun olmasını sağlamak diş hekiminin kişisel sorumluluğundadır.

Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürünün özellikleri değiştiğinde, talimatlar ve önlemler de değişebilir.

Tokuyama Dental Corporation

38-9, Taitou 1- chome, Taitou-ku, Tokyo, Japan

6.11.2017