

TOKUPOST

Protez restorasyonlarınız için sağlam temel

IPERQUARTZ



YEDEK

20 Kuvarts fiber dayanak
1 Kalibre edilmiş delici
1 Doğrulayıcı



DENEME

5 Kuvarts fiber dayanak 15R Ø 0,75
5 Kuvarts fiber dayanak 18 Ø 0,75
1 Kalibre edilmiş delici
1 Doğrulayıcı



MASTER

30 Kuvarts fiber dayanak
Her boy için 5 adet
3 Kalibre edilmiş delici
3 Doğrulayıcı



+ Anatomik şekil

İyileştirilmiş tasarım, Ni-Ti aletlerinin büyük çoğunluğuyla uyumlu, kök kanalındaki dentini koruyabilir

+ Mükemmel güç ve esneklik

Dentine benzer bükülme katsayısı, restorasyonun dayanıklılığını garanti edebilir

+ Yarı saydamlık

Daha yüksek yarı saydamlık, apikal bölgede ışıkla küreleme sağlayarak diş içerisinde dahi yüksek ışın iletimi

+ Radyopaklık

İdeal radyopaklık, gelecekteki tanımlar için mükemmel Rx kontrolüne olanak sağlar

+ Kalibre edilmiş delici


Toku Delici yüzeysel dentini ortadan kaldırmak ve eşit incelikte bir diş dolgusu katmanı elde etmek için biraz daha büyük ölçülere (0,05) sahiptir

+ Doğrulayıcı

Fiber dayanağın kirlenmesinden kaçınarak uzunluğu doğrulamak ve kök kanalını ölçmek için

+ «Monolitik bölge»

TokuPOST'un bükülme katsayısı, EsteCEM'in özellikleri endodontik olarak tedavi edilen dişin işlevsel ve öngörülebilir sonuçlar vermesini garanti eder



Si noti la perfetta integrazione del «monoblocco» pemo-cemento-dente, funzionale alla predicibilità del restauro nel tempo

**Si ringrazia il Prof. Campanella (Uni Tor Vergata) per le immagini al S.E.M.



Tokuyama Dental

inventive dental solutions

